

BORT select⁺

Вибір №1 для вимогливих людей



select⁺

BORT. Перевага на вашому боці.

Найвища якість має назву BORT select®

Мобільність – це якість життя. Повсякденного чи дозвілля. Високоякісні ортези BORT select® підвищують ефективність лікування. Висока якість і функціональність — без компромісів.

Лише першокласні високотехнологічні функціональні волокна, їх найретельніша та інноваційна обробка, а також привабливий дизайн відповідають найвищим вимогам. Продукти лінійки select® забезпечують ексклюзивну додаткову цінність у матеріалах і комфорті, від яких пацієнти виграють із самого початку.

Наші обрані продукти — це найкраще, що ви можете зробити для себе та свого здоров'я. Вибране й унікальне: просто select®.




BORT. Перевага на вашому боці.

Інновації в досконалій гармонії

SOFTflex Plus — трикотаж із охолоджувальними волокнами **BREEZE**

Тканина **select**® SOFTflex Plus у чудовій якості: м'якіша, ніж будь-коли раніше

Трикотажна тканина SOFTflex Plus, удосконалена розробка BORT, поєднує в собі особливо м'яку структуру поверхні, що контактує зі шкірою, з оптимальною функцією стабілізації.



Трикотаж SOFTflex Plus

Продукти **select**® із трикотажу SOFTflex Plus з охолоджувальними волокнами **BREEZE**

Арт. 122 700 Ортез на ліктьовий суглоб BORT **select**® EpiPlus


Арт. 114 420 Ортез на колінний суглоб BORT **select**® StabiloGen

Арт. 054 700 Ортез на гомілковостопний суглоб BORT **select**® TaloStabil

BREEZE

Розкішні охолоджувальні волокна

Ідеальне поєднання найсучаснішої технології плетіння й інноваційного високотехнологічного функціонального волокна BREEZE, яке охолоджує шкіру за допомогою теплообміну та забезпечує помітне покращення самопочуття.



Арт. 054 100 Ортез на гомілковостопний суглоб BORT **select**® TaloStabil Plus

Арт. 053 100 Ортез на гомілковостопний суглоб BORT **select**® AchilloStabil

Арт. 114 390 Ортез на колінний суглоб BORT **select**® GenuZip

Ортез на колінний суглоб BORT select® StabiloGen®

Дійсно м'які та приємні зони фіксації



ДУЖЕ М'ЯКИЙ МАТЕРІАЛ КРАЇВ

Висока опірність до деформації, зносостійкість і надзвичайна м'якість.

ЗОНА ФІКСАЦІЇ ВПЛЕТЕНИМ СИЛІКОНОМ

Трикотажна клейка зона в області стегон покращує прилягання та запобігає сповзанню ортеза.

НОВА ФУНКЦІОНАЛЬНА ВСТАВКА

Нова анатомічно та функціонально оптимізована подушечка для безпечного ведення надколінка.

ПОДУШЕЧКА В ПІДКОЛІННІЙ ЯМЦІ

Дуже еластична, адаптується до будь-яких рухів і забезпечує високу зручність при носінні ортеза.

СПІРАЛЬНЕ РЕБРО ЖОРСТКОСТІ

Подвійна перевага: бічна стабілізація коліна та утримання ортеза на місці при згинанні й розгинанні ноги.

СИСТЕМА ЗБІЛЬШЕНИХ РОЗМІРІВ

Розширена розмірна лінійка для забезпечення бездоганного прилягання.

BORT. Перевага на вашому боці.



BORT select® StabiloGen® Арт. 114 420



BREEZE

ПЕРЕВАГИ ПРОДУКТУ

- Якісний наколінник для компресії м'яких тканин із силіконовою вставкою для стабілізації та розвантаження колінного суглоба
- Поздовжня еластична розтяжна зона над силіконовою вставкою для ідеального прилягання під будь-яким кутом згинання
- Подушечка у підколінній ямці забезпечує максимальний комфорт при носінні
- Зона фіксації із вплетеним силіконом в області стегон
- Одне спіральне ребро жорсткості з кожного боку для бічної підтримки
- Клас компресії II

КОЛЬОРИ: тілесний сріблястий чорний

ПЕРЕВАГИ СЕРІЇ select®

- Трикотаж SOFTflex Plus:
- BREEZE: розкішне волокно з ефектом охолодження
- М'яка оксамитова структура поверхні для максимального комфорту при носінні
- Надзвичайно м'який, стійкий до задирок край
- Система збільшених розмірів забезпечує відмінне прилягання

вимір d	вимір f	РОЗМІРИ
26 - 29 cm	32 - 36 cm	1 (small)
29 - 33 cm	36 - 40 cm	2 (medium)
29 - 33 cm	40 - 44 cm	2+ (medium plus)
33 - 37 cm	40 - 44 cm	3 (large)
33 - 37 cm	44 - 48 cm	3+ (large plus)
37 - 41 cm	44 - 48 cm	4 (x-large)
37 - 41 cm	48 - 52 cm	4+ (x-large plus)
41 - 45 cm	52 - 56 cm	5 (xx-large)
41 - 45 cm	56 - 60 cm	5+ (xx-large plus)
45 - 49 cm	60 - 64 cm	6 (xxx-large)
45 - 49 cm	64 - 68 cm	6+ (xxx-large plus)

правий і лівий симетричні

ТОЧКИ ВИМІРЮВАННЯ

d = на 15 см нижче,

f = на 15 см вище за надколінок



ПОКАЗАННЯ

Хронічні, посттравматичні або післяопераційні запалення м'яких тканин колінного суглоба, рецидивуючі ураження суглобів, гонартроз, артрит, нестабільність зв'язок, меніскапатія

BORT select® EpiPlus®

Розвантаження й підтримка ліктьового суглоба



Profile



ПЕРЕВАГИ ПРОДУКТУ

- Високоякісний налокітник з додатковим ремінцем Stabilo®
- Дві структуровані силіконові подушечки для періодичного масажу
- Поздовжня еластична розтяжна зона в області ліктя забезпечує ідеальну посадку під будь-яким кутом згинання
- Клас компресії II
- Довжина: 20 см

КОЛЬОРИ: ■ тілесний ■ сріблястий ■ чорний

ПЕРЕВАГИ СЕРІЇ select®

- Трикотаж SOFTflex Plus:
- BREEZE: розкішне волокно з ефектом охолодження
- М'яка оксамитова структура поверхні для максимального комфорту при носінні
- Надзвичайно м'який, стійкий до задирок край
- Дуже зручний у носінні, ергономічний і не сповзає

Окружність передпліччя
на 5 см нижче ліктьового суглоба

РОЗМІРИ

20 - 22 cm	xx-small
22 - 24 cm	x-small
24 - 26 cm	small
26 - 28 cm	medium
28 - 30 cm	large
30 - 32 cm	x-large
32 - 34 cm	xx-large

правий і лівий симетричні

ТОЧКА ВИМІРЮВАННЯ

Окружність передпліччя на 5 см
нижче ліктьового суглоба



ПОКАЗАННЯ

Хронічні, посттравматичні або післяопераційні запалення м'яких тканин в області ліктьового суглоба, епіконділіт (гострий і хронічний), тендоміопатія

BORT. Перевага на вашому боці.

BORT select® ManuZip® volar

Стабілізація та компресія зап'ястка



Profile

BORT select® ManuZip® volar
Арт. 112 220



ПЕРЕВАГИ ПРОДУКТУ

- Високоякісна компресія та стабілізація зап'ястка
- Анатомічно сформована алюмінієва шина для долоні
- Додатковий ремінець Stabilo®
- Віскоеластична силіконова подушечка для періодичного масажу
- Анатомічне плетіння

КОЛЬОРИ: сріблястий чорний

ПЕРЕВАГИ СЕРІЇ select®

- Застібка-блискавка простягається до великого пальця, що робить продукт дуже зручним для пацієнта
- Надзвичайно м'який, стійкий до задирок край
- Інтегрований захист від сповзання

Окружність зап'ястка	РОЗМІРИ
13 - 15 cm	small
15 - 17 cm	medium
17 - 19 cm	large
19 - 21 cm	x-large

для лівої або правої руки

ТОЧКА ВИМІРЮВАННЯ

H = окружність зап'ястка над кісточкою

ПОКАЗАННЯ

Хронічні, посттравматичні або післяопераційні запалення в області зап'ястка, розтягнення, артроз, теносиновіт

BORT select®

Підтримка спини


Profile

BORT select®

Ортез на попереk з подушечкою

Арт. 104 650 для чоловіків

Арт. 104 640 для жінок



ПЕРЕВАГИ ПРОДУКТУ

- Підтримка спини для стабілізації поперекового відділу хребта
- Активна підтримка з анатомічно окресленою формою
- Жіноча версія з вирізом на талії: спеціально для жінок
- Чотири ребра жорсткості
- Високоякісна еластична подушечка під попереk, яку можна вільно розташувати
- Висота: спереду 17 см, ззаду 23 см
- Жіноча версія: спереду 17 см, ззаду 24 см

КОЛЬОРИ: ■ сріблястий ■ чорний

ПЕРЕВАГИ СЕРІЇ select®

- Надягається легко та без зусиль
- Зручний у застосуванні

Окружність талії	РОЗМІРИ
60 - 70 см	0 (арт. 104 640)
70 - 80 см	1
80 - 90 см	2
90 - 100 см	3
100 - 110 см	4
110 - 120 см	5
120 - 130 см	6
130 - 140 см	7 (арт. 104 650)

ТОЧКА
ВИМІРЮВАННЯ

Окружність талії



ПОКАЗАННЯ

Біль у поперековому відділі хребта, остеохондроз, спондилоартроз, спондиліоз без спондилітезу, легка деформація попереку (дегенеративний спондилітез), дорсалгія

BORT. Перевага на вашому боці.

BORT select® Stabilo®

Підтримка спини

Profile

BORT select®

Ортез на попереk з подушечкою

Арт. 104 710 для чоловіків

Арт. 104 740 для жінок



ПЕРЕВАГИ ПРОДУКТУ

- Ортез для стабілізації поперекового відділу хребта
- Жіноча версія з вирізом на талії: спеціально для жінок
- Три попередньо сформовані анатомічні ребра жорсткості
- Віскоеластична подушечка з перехресною системою ременів
- Висота: спереду 17 см, ззаду 26 см
- Версія для жінок: спереду 17 см, ззаду 26 см

КОЛЬОРИ: ■ тілесний ■ сріблястий ■ чорний

ПЕРЕВАГИ СЕРІЇ select®

- Система перехресних ременів для додаткової стабілізації та розвантаження
- Легко надягати за допомогою ручних ременів

Окружність талії	РОЗМІРИ
60 - 70 см	0 (арт. 104 740)
70 - 80 см	1
80 - 90 см	2
90 - 100 см	3
100 - 110 см	4
110 - 120 см	5
120 - 130 см	6
130 - 140 см	7 (арт. 104 710)

ТОЧКА
ВИМІРЮВАННЯ
Окружність талії



ПОКАЗАННЯ

Гострий біль у попереку, рецидивуючий біль у попереку, остеохондроз, спондилоартроз, люмбагісіяс, легкий корінцевий синдром, спондилізіс без спондилолістезу, легка та помірна деформація попереку (дегенеративний спондилолістез), після операцій на міжхребцевих дисках

BORT select® Ортез на поперековий відділ хребта для мобілізації

Profile

BORT select® Ортез на поперек для мобілізації Арт. 104 700



ПЕРЕВАГИ ПРОДУКТУ

- Ортез для функціональної мобілізації поперекового відділу хребта
- Дві попередньо сформовані анатомічні шини в дорсальній області
- Просте дозування підтримки та полегшення завдяки нееластичному натягу ремня
- Висота: спереду 17 см, ззаду 26 см

КОЛЬОРИ:  тілесний  сріблястий

ПЕРЕВАГИ СЕРІЇ select®

- Система перехресних ремнів для додаткової стабілізації та розвантаження
- Легко надягати за допомогою ручних ремнів

Окружність талії	РОЗМІРИ
70 - 80 cm	1
80 - 90 cm	2
90 - 100 cm	3
100 - 110 cm	4
110 - 120 cm	5
120 - 130 cm	6
130 - 140 cm	7

ТОЧКА
ВИМІРЮВАННЯ
Окружність талії



ПОКАЗАННЯ

Помірна люмбоішіалгія з легкими дефіцитами з грижами міжхребцевих дисків/пролапсом, помірний корінцевий, псевдокорінцевий поперековий синдром, спондилолістез I ступеня з болем у попереку, помірна деформація попереку (повторне лікування, ускладнений анамнез), операції на міжхребцевих дисках з пролапсом (від легкого до помірного)

BORT. Перевага на вашому боці.

BORT select® GenuZip®

Бокова застібка-блискавка полегшує надягання та знімання

Profile

BORT select® GenuZip®

Арт. 114 390



BREEZE

select®

ПЕРЕВАГИ ПРОДУКТУ

- Якісний наколінник для компресії м'яких тканин із силіконовою вставкою для стабілізації та розвантаження колінного суглоба
- Бічна застібка-блискавка
- Поздовжня еластична розтяжна зона над силіконовою вставкою забезпечує ідеальне прилягання під будь-яким кутом згинання
- З еластичною подушечкою для підколінної ямки, що забезпечує максимальний комфорт при носінні
- Одне спіральне ребро жорсткості з кожного боку для бічної підтримки
- Клас компресії II

КОЛЬОРИ: тілесний сріблястий

ПЕРЕВАГИ СЕРІЇ select®

- Трикотаж SOFTflex Plus:
- BREEZE: розкішне волокно з ефектом охолодження
- М'яка оксамитова структура поверхні для максимального комфорту при носінні
- Бічна застібка-блискавка полегшує надягання/знімання
- Надзвичайно м'який край зі стійкого до задирок матеріалу
- Силіконова клейка крайка для надійної фіксації
- Система збільшених розмірів забезпечує дуже хороше прилягання

вимір d	вимір f	РОЗМІРИ
26 - 29 cm	32 - 36 cm	1 (small)
29 - 33 cm	36 - 40 cm	2 (medium)
29 - 33 cm	40 - 44 cm	2+ (medium plus)
33 - 37 cm	40 - 44 cm	3 (large)
33 - 37 cm	44 - 48 cm	3+ (large plus)
37 - 41 cm	44 - 48 cm	4 (x-large)
37 - 41 cm	48 - 52 cm	4+ (x-large plus)
41 - 45 cm	52 - 56 cm	5 (xx-large)
41 - 45 cm	56 - 60 cm	5+ (xx-large plus)
45 - 49 cm	60 - 64 cm	6 (xxx-large)
45 - 49 cm	64 - 68 cm	6+ (xxx-large plus)

для правої або лівої ноги

ТОЧКИ ВИМІРЮВАННЯ

d = на 15 см нижче,

f = на 15 см вище за надколінок



ПОКАЗАННЯ


Хронічні, посттравматичні або післяопераційні подразнення м'яких тканин колінного суглоба, рецидивуючі ураження суглобів, гонартроз, артрит, нестабільність зв'язок, меніскопатія

BORT select® TaloStabil®

Стабілізація і розвантаження гомілковостопного суглоба



Profile



ПЕРЕВАГИ ПРОДУКТУ

- Високоякісна активна підтримка щиколотки
- Високоеластична зона в чутливій області супінатора спрощує надягання та знімання
- Дві структуровані силіконові подушечки для періодичного масажу

КОЛЬОРИ: тілесний сріблястий чорний

ПЕРЕВАГИ СЕРІЇ select®

- Трикотаж SOFTflex Plus:
- BREEZE: розкішне волокно з ефектом охолодження
- М'яка оксамитова структура поверхні для максимального комфорту при носінні
- Надзвичайно м'який верхній край зі стійкого до задирок матеріалу
- Вбудований захист від сповзання

Окружність гомілки	РОЗМІРИ
до 21 cm	small
21 - 23 cm	medium
23 - 25 cm	large
25 - 27 cm	x-large

окремо для правої та лівої ноги

ТОЧКА ВИМІРЮВАННЯ

b = окружність щиколотки, еквівалентна виміру b в компресійному трикотажі



ПОКАЗАННЯ

Хронічні, посттравматичні або післяопераційні запалення м'яких тканин в області гомілковостопного суглоба, артрози, слабкість зв'язок, після зняття гіпсу, ушкодження зв'язок, викривлення верхнього гомілковостопного суглоба, тендімпатії

BORT. Перевага на вашому боці.

BORT select® TaloStabil® Plus

8-подібний ремінь для фіксації гомілковостопного суглоба



Profile

BORT select® TaloStabil® Plus

Арт. 054 100



BREEZE

ПЕРЕВАГИ ПРОДУКТУ

- Високоякісна активна підтримка гомілковостопного суглоба з частково еластичним ремнем Stabilo®, який можна вільно розташувати
- Вискоеластична зона в чутливій області супінатора спрощує надягання та знімання
- Підтримання положення стопи в пронації/супінації/нейтральному положенні
- Дві структуровані силіконові подушечки для періодичного масажу

КОЛЬОРИ: тілесний сріблястий чорний

ПЕРЕВАГИ СЕРІЇ select®

- Трикотаж SOFTflex Plus:
- BREEZE: розкішне волокно з ефектом охолодження
- М'яка оксамитова структура поверхні для максимального комфорту при носінні
- Надзвичайно м'який верхній край зі стійкого до задирок матеріалу
- Вбудований захист від сповзання

Окружність гомілки	РОЗМІРИ
до 21 cm	small
21 - 23 cm	medium
23 - 25 cm	large
25 - 27 cm	x-large

окремо для правої та лівої ноги

ТОЧКА ВИМІРЮВАННЯ

b = окружність щиколотки, еквівалентна виміру b в компресійному трикотажі



ПОКАЗАННЯ

Хронічні, посттравматичні або післяопераційні запалення м'яких тканин в області гомілковостопного суглоба, артрози, слабкість зв'язок, після зняття гіпсу, ушкодження зв'язок, викривлення верхнього гомілковостопного суглоба, профілактика вивихів

BORT select® AchilloStabil® Plus

Компресія і масаж ахіллового сухожилля

НОВИЙ
ДИЗАЙН

Profile

BORT select® AchilloStabil® Plus

Арт. 053 100



select®

BREEZE

ПЕРЕВАГИ ПРОДУКТУ

- Високоякісна активна підтримка ахіллового сухожилля та компресія м'яких тканин
- Вискоеластична розтяжна зона в області підйому
- Подовжена структурована силіконова вставка для періодичного масажу ахіллового сухожилля та м'язового сухожилля й перехідної ділянки сухожилля м'яза до литкового м'яза

КОЛЬОРИ: ■ сріблястий ■ чорний

ПЕРЕВАГИ СЕРІЇ select®

- Напівроз'ємна конструкція полегшує надягання та знімання
- Легка і проста фіксація ортеза за допомогою трьох застібок-липучок
- Підп'ятник для розвантаження ахіллового сухожилля під час гострої фази

Окружність гомілки	РОЗМІРИ
до 21 cm	small
21 - 23 cm	medium
23 - 25 cm	large
25 - 27 cm	x-large

правий і лівий симетричні

ТОЧКА ВИМІРЮВАННЯ

b = окружність щиколотки, еквівалентна виміру b в компресійному трикотажі



ПОКАЗАННЯ

Хронічне або посттравматичне запалення або біль у ділянці ахіллового сухожилля, подразнення п'яти при синдромі Хагглунда, ахілодинія, подразнення та біль в ахілловому сухожиллі й навколишніх ділянках після операції, напр. у випадку розриву ахіллового сухожилля, субахіллярний бурсит

BORT. Перевага на вашому боці.

Найкраще ми називаємо select®

BORT select® EpiPlus®
Арт. 122 700



BREZE

BORT select® ManuZip® volar
Арт. 112 220



BREZE

BORT select®
Ортез на попереk з подушечкою
Арт. 104 650



Арт. 104 640

BREZE

BORT select® Stabilo®
Ортез на попереk з подушечкою
Арт. 104 710



Арт. 104 740

BREZE

BORT select®
Ортез на попереk для
мобілізації Арт. 104 700



BREZE

BORT select® StabiloGen®
Арт. 114 420




BREZE

BORT select® GenuZip®
Арт. 114 390



BREZE

BORT select® TaloStabil®
Арт. 054 700



BREZE

BORT select® TaloStabil® Plus
Арт. 054 100



BREZE

BORT select®
AchilloStabil® Plus
Арт. 053 100



BREZE

NEW

ПЕРЕВАГИ СЕРІЇ BORT **select**⁺

- ⊕ Трикотажна тканина **select**⁺ SOFTflex Plus, приємна на дотик, з розкішним охолоджуючим волокном лише для товарів із позначкою **BREEZE**
- ⊕ Найсучасніша технологія плетіння для максимального комфорту й ідеальної посадки
- ⊕ Привабливий дизайн товару і якісна упаковка

select⁺

Ваш компетентний партнер у наданні
бандажів і ортезів BORT (штамп вашого постачальника)

M2013|2019-11|002 GB-EN

BORT. Перевага на вашому боці.

BORT GmbH P.O. Box 1330 | D-71367 Weinstadt, Німеччина | Тел.: +49 (0) 7151 99200-0
Факс: +49 (0) 7151 99200-50 | www.bort.com | medical@bort.com