


NOSCO:
фіксація майбутнього
врахована кожна деталь



Розроблено спеціально для **активних** людей.

Лінійка відмінно підходить **для запобігання травмам** або **для скорочення терміну реабілітації**.

Вироби лінійки dynamic **посилюють пропріоцептивне чуття** та надійно захищають суглоб. При цьому виріб **не заважає** рухатись і виконувати звичні дії.

Точно розрахована медична компресія запобігає утворенню набряків і надає **аналгетичний (знеболювальний) ефект**.

Найбільшу ефективність ортези лінійки dynamic демонструють **у русі**.

DYNAMIC

Ортези лінійки stability забезпечують **жорстку фіксацію та стабілізацію** ушкодженої ділянки. Об'єм легко регулюється, що важливо, коли спадає набряк, і обхват кінцівки зменшується.

Тканина ортезів відмінно **пропускає повітря й вологу**, запобігаючи появі подразнення та запальних процесів. Відмінна терморегуляція дозволяє застосовувати ортези цієї серії вже з **перших годин після травми**.

Жорстка фіксація, анатомічна форма та можливість змодельовати потрібне положення у стабілізаційних ортезах дозволяють **застосовувати їх замість класичних гіпсових пов'язок**.

Лінійка stability створена **для підвищення якості життя людини після травми**, захисту від болю та отримання максимальної підтримки ушкодженої ділянки.

STABILITY

Ступінь фіксації

легкий

Проблема споживача

немає або слабо виражена

Призначається

коли є потреба у легкій підтримці

Основні риси

Фіксатори цієї серії рекомендуються **для профілактики** травм під час помірно інтенсивних навантажень або **для лікування початкових стадій запально-дегенеративних захворювань**. Вироби цієї серії **дуже зручні**, оскільки майже не обмежують рухливості у кінцівках.

LIGHT

Ступінь фіксації

середній

Проблема споживача

помірно виражена, біль середньої інтенсивності (самовизначення 4-6 за 10-бальною шкалою)

Призначається

у період відновлення, коли треба запобігти повторному травмуванню, або коли є дегенеративно-дистрофічні захворювання суглоба з помірним больовим синдромом

Основні риси

Вироби серії PRO підходять користувачам, у яких є **високий ризик травмування** суглоба (для профілактики) або суглоб уже травмовано, і **для зменшення болю** потрібно обмежити у ньому рухливість. Ці фіксатори не виключають рухливості в суглобі, проте обмежують неприродні рухи та відмінно запобігають травмуванню (як первинному, так і вторинному).

PRO

Ступінь фіксації

сильний

Проблема споживача

гостро виражена, біль високої інтенсивності (самовизначення 7-10 за 10-бальною шкалою)

Призначається

після травм середньої важкості та важких, у разі гострих захворювань суглоба, коли для зниження больового синдрому необхідне жорстке обмеження рухливості

Основні риси

Сильний ступінь фіксації забезпечується металевими ребрами жорсткості у поєднанні зі щільним нерозтяжним матеріалом основи. **Підвищує якість життя**, допомагає користувачеві пересуватися та обслуговувати себе самостійно. На розсуд лікаря ці фіксатори можуть **замінювати гіпсову пов'язку**.

MAX

Ступінь фіксації	повний
Проблема споживача	гостро виражена, біль високої інтенсивності (самовизначення 10 за 10-бальною шкалою)
Призначається	при ускладнених травмах, коли потрібна повна іммобілізація
Основні риси	Фіксатори серії IMMO майже повністю виключають рухливість на ушкодженій ділянці. Конструкція, окрім кількох ребер жорсткості та нерозтяжного матеріалу, може мати додаткові елементи, що посилюють фіксацію.

Легкий

Середній

Сильний

Повний

LIGHT

PRO

MAX

IMMO

АПТЕКА

САЛОН

Бандаж на ліктьовий суглоб dynamic LIGHT



Показання до застосування:

- біль у лікті будь-якого походження;
- запальні або дегенеративно-дистрофічні процеси у ліктьовому суглобі (артрит, остеоартрит, тендовагініт та ін.);
- період реабілітації після травм або операцій на ділянці ліктьового суглоба, у тому числі після зняття гіпсової пов'язки;
- необхідність профілактики повторної травми суглоба;
- розтягнення або інші неускладнені ушкодження зв'язок;
- бурсит ліктьового суглоба;
- тендоміопатії;
- епікондиліт;
- підвищені навантаження на ліктьовий суглоб;
- крововилив у суглоб.

Розмір	S	M	L	XL
Окружність ліктя, см (cm)	23—25	26—28	29—31	32—34

Бандаж на ліктьовий суглоб dynamic PRO

Показання до застосування:

- запальні або дегенеративно-дистрофічні процеси у ліктьовому суглобі (артрит, остеоартрит, тендовагініт та ін.);
- бурсит ліктьового суглоба;
- тендоміопатії;
- медіальний/латеральний епіконділіт;
- період реабілітації після травм або операцій на ділянці ліктьового суглоба, у тому числі після зняття гіпсової пов'язки;
- необхідність профілактики повторної травми суглоба;
- розтягнення або інші ушкодження зв'язок;
- підвищені навантаження на ліктьовий суглоб;
- крововилив у суглоб.

Розмір	S	M	L	XL
Окружність ліктя, см (см)	23—25	26—28	29—31	32—34

Ортез на колінний суглоб dynamic PRO



Показання до застосування:

- період реабілітації після травм і операцій на ділянці коліна;
- гонартроз;
- гоніт (артрит колінного суглоба);
- запально-дегенеративні захворювання колінного суглоба, що супроводжуються болем і набряком;
- пателофеморальний больовий синдром;
- тендоміопатії;
- підвищені навантаження на колінний суглоб (спортивні, виробничі й ін.);
- апексит надколінка (коліно стрибунка);
- хвороба Осгуда-Шляттера.

Розмір	S	M	L	XL	XXL
Окружність коліна, см (см)	32–36	37–40	41–44	45–48	49–56

Бандаж на гомілковостопний суглоб **dynamic LIGHT**



Показання до застосування:

- підвищені навантаження на гомілковостопний суглоб;
- період реабілітації після травм і захворювань на ділянці гомілковостопного суглоба;
- тендоміопатії;
- дегенеративно-дистрофічні або запальні процеси у тканинах суглоба;
- помірний біль будь-якого походження у гомілковостопному суглобі;
- стани, що супроводжуються набряком і дискомфортом на ділянці суглоба;
- медіальна/латеральна нестабільність суглоба.

Розмір	S	M	L	XL
Окружність гомілки, см (cm)	20–23	24–26	27–29	30–32

Ортез на гомілковостопний суглоб **dynamic PRO**

Показання до застосування:

- нестабільність гомілковостопного суглоба;
- розтягнення чи інші неускладнені ушкодження зв'язок;
- тендоміопатії;
- період реабілітації після травм, операцій чи захворювань на ділянці гомілковостопного суглоба, у тому числі після зняття гіпсової пов'язки;
- дегенеративно-дистрофічні або запальні процеси у тканинах суглоба;
- необхідність профілактики спортивних або виробничих травм;
- помірний біль будь-якого походження у гомілковостопному суглобі;
- стани, що супроводжуються набряком або дискомфортом на ділянці суглоба.

Розмір	S	M	L	XL
Окружність гомілки, см (cm)	20—23	24—26	27—29	30—32



Корсет на попереково-крижовий відділ хребта **dynamic PRO**



Показання до застосування:

- радикуліт (для лікування та профілактики загострення);
- міозит;
- остеохондроз попереково-крижового відділу хребта;
- люмбаго;
- грижі та протрузії міжхребцевих дисків;
- спондилолітез;
- спондилоліз;
- запальні та/або дегенеративно-дистрофічні процеси у тканинах в зоні впливу виробу;
- період реабілітації після травм попереково-крижового відділу хребта або операцій на цій ділянці;
- необхідність профілактики спортивних або виробничих травм поперека.

Розмір	S	M	L	XL
Окружність талії, см (cm)	75—90	91—105	106—115	116—125

Ортез на шийний відділ хребта stability PRO



Показання до застосування:

- больовий синдром, що супроводжує остеохондроз та інші дегенеративні захворювання шийного відділу хребта;
- період реабілітації після травм і оперативного втручання на шийному відділі хребта;
- шийний міозит, перевантаження шийної мускулатури;
- симптоми порушення кровотоку в судинах шиї;
- ушкодження м'яких тканин шиї (для профілактики утворення рубців);
- грижа Шморля в області шийного відділу хребта;
- остеохондроз шийного відділу хребта, у тому числі із псевдокорінцевим синдромом, дископатії;
- порушення тону м'язів шиї;
- корінцевий синдром в області шиї та надпліч.

Розмір	M	L
Окружність шиї, см	27—36	36—46
Висота бандажа, см	8/10	8/10

Ортез на зап'ясток stability MAX



Показання до застосування:

- симптоми запалення на ділянці променево-зап'ястного суглоба, прилеглих сухожилків і м'язів передпліччя та кисті (артралгії, тендовагініти, тендоміопатії);
- період реабілітації після травм капсульно-зв'язкового апарату променево-зап'ястного суглоба, а також після оперативних втручань на цій ділянці;
- артроз променево-зап'ястного суглоба;
- ревматоїдний артрит;
- карпальний тунельний синдром;
- нестабільність променево-зап'ястного суглоба.

Розмір	S	M	L
Окружність зап'ястка, см	13–16	16–20	20–23

Ортез на зап'ясток і палець stability MAX



Показання до застосування:

- симптоми запалення на ділянці променево-зап'ястного суглоба, першого п'ястно-фалангового суглоба великого пальця, прилеглих сухожилків і м'язів передпліччя та кисті (артралгії, тендовагініти, тендоміопатії);
- період реабілітації після травм капсульно-зв'язкового апарату променево-зап'ястного суглоба та/або першого п'ястно-фалангового суглоба великого пальця, а також після оперативних втручань на цій ділянці;
- артроз променево-зап'ястного суглоба та/або першого п'ястно-фалангового суглоба великого пальця кисті;
- ревматоїдний артрит;
- карпальний тунельний синдром;
- нестабільність променево-зап'ястного та/або першого п'ястно-фалангового суглоба.

Розмір	S	M	L
Окружність зап'ястка, см	13–16	16–20	20–23



Інструкція містить усю необхідну інформацію:

- показання до застосування та протипоказання;
- розмірну сітку;
- опис конструкції та способу надягання виробу;
- правила догляду й іншу необхідну інформацію.



А ще крім того:

- опис особливостей вашого виробу в порівнянні з іншими подібними;
- зазначення обставин, у яких найкраще застосовувати цей конкретний бандаж чи ортез;
- способи, у які цей виріб допоможе з вашою проблемою.



Про що не кажуть інші:

- опис передумов, які привели до проблеми, що допоможе уникнути її в майбутньому;
- механізми розвитку проблеми, знаючи які її можна уникати;
- певні методи профілактики, які допомагатимуть уникнути ризикованих ситуацій.

Упаковка кожного виробу створена з думкою про продавця-консультанта і про споживача.

На **лицевому** боці коробки зазначена торгова назва виробу та його медична назва й медичний опис. Назва лінійки та серії (розшифрування було у цій презентації раніше) дозволить якнайкраще та швидко підібрати виріб.

На **зворотному** боці зазначені основні переваги виробу, які можна застосовувати у складі ключових повідомлень під час презентації товару покупцеві. Також на цьому боці подано повний перелік показань і діагнозів, серед яких споживач може знайти свій, щоб переконатися, що йому потрібний саме цей виріб.



КОРСЕТ НА ПОПЕРЕКОВО-КРИЖОВИЙ ВІДДІЛ ХРЕБТА DYNAMIC PRO

АНАТОМІЧНИЙ КРИЙ ДОЗВОЛЯЄ КОРСЕТУ ЗАЛИШАТИСЯ НЕПОМІТНИМ. ВІН ВІДМІННО ПРИЛЯГАЄ ДО ТІЛА Й ЗОВСІМ НЕ ЗАВАЖАЄ

КОРИСТУВАЧ МОЖЕ САМОСТІЙНО ВІДРЕГУЛЮВАТИ РІВЕНЬ ПІДТРИМКИ ТА КОМПРЕСІЇ ЗАВДЯКИ ЕЛАСТИЧНИМ ЗАТЯЖКАМ

СПЕЦІАЛЬНЕ ПЛЕТІННЯ ТКАНИНА ВІДМІННО ПРОПУСКАЄ ПОВІТРЯ ТА НЕ ПЕРЕГРІВАЄ ТІЛО

ФІКСАЦІЯ МАЙБУТЬОГО

Розмір	S	M	L	XL
Окружність талії, см (cm)	75–90	91–105	106–115	116–125

ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ

Остеохондроз попереково-крижового відділу хребта

Грижі та протрузії міжхребцевих дисків

Рідникуліт