

Чи готові ви перейти на нове покоління пов'язок?

HARTMANN



Допомагає. Дбає. Захищає.

Кращий вибір:
Висока якість
Зроблено в ЄС

Resposorb® Silicone Border



Поглинаючу подушечку не можна розрізати. Прозору облямівку можна розрізати.

Загальний розмір
Розмір поглинаючої подушечки



8 × 8 см
3.5 × 3.5 см



10 × 10 см
5 × 5 см



12.5 × 12.5 см
7.5 × 7.5 см




15 × 15 см
9.5 × 9.5 см



17.5 × 17.5 см
12.1 × 12.1 см



20 × 20 см
14.5 × 14.5 см



13 × 15.5 см
7.5 × 10 см



12 × 23 см
6.5 × 17.5 см



16 × 26 см
10.5 × 20.5 см



18 × 18 см
12.6 × 12.6 см



23 × 23 см
17.6 × 17.6 см



25 × 25 см
18.6 × 17.2 см

Resposorb® Silicone



Не можна розрізати.


Загальний розмір
Розмір поглинаючої подушечки



8 × 8 см
6.6 × 6.6 см



12.5 × 12.5 см
11.1 × 11.1 см



20 × 20 см
18.6 × 18.6 см



10 × 20 см
8.6 × 18.6 см



20 × 25 см
18.6 × 23.6 см

1 Wounds International (2023) Баланс рани: досягнення загоєння ран з упевненістю. Wounds International, Лондон. Доступно для завантаження на www.woundsinternational.com 2 Velickovic VM, Lembelembe JP, Cegri F, Binic I, Abdelaziz AB, Sun S та ін. Суперабсорбуюча пов'язка для лікування пацієнтів з хронічними виразками ніг з помірною та сильною ексудацією: оцінка вигод і ризиків на ранній стадії на основі моделі. International Journal of Lower Extremity Wounds. 2021. 3 Velickovic VM, Prieto PA, Krga M, Jorge AM. Суперабсорбуючі пов'язки порівняно з губчатими пов'язками для лікування венозних виразок на ногах з помірною та сильною ексудацією у французьких умовах: Економічна оцінка на основі моделі на ранній стадії. Journal of Tissue Viability. 2022;31(3):523-30.

HARTMANN




Допомагає. Дбає. Захищає.

Авторизований дистриб'ютор
ТОВ «АРХІМЕД МЕДІКАЛ»
вул. Верхній Вал, 64
04071, м. Київ, Україна

Тел.: +38 (044) 364-81-21
info@archimed.in.ua
Відвідайте нас в інтернеті:
www.hartmann.ua

Новий рівень ефективності.



Перша
лінія терапії

Resposorb® Silicone Border

- + Покращує умови для загоєння ран
- + Універсальний, ефективний, комфортний для пацієнта



Виклики при лікуванні ран.

Рана

- Застійне загоєння рани
- Мацерація навколо рани
- Надійність перев'язувального матеріалу (наприклад, стійкість до впливу води, адгезія)

Пацієнт

- Дотримання пацієнтом режиму і рекомендацій лікування
- Відклеювання пов'язки під час носіння
- Протікання або просочування ексудату

Догляд

- Залучення пацієнта до лікування
- Обмеженість ресурсів
- Час для обстеження та лікування

Континуум ранового балансу.

Впевнене загоєння ран.



Мета – **зменшити кумулятивний тягар ран** і водночас **покращити життя пацієнтів**. Залучені експерти рекомендують **раннє втручання** для **підтримання або відновлення ранового балансу**¹.



Баланс рани

- Усунення перешкод для загоєння рани
- Балансування мікроклімату рани
- Використання оптимальних рішень, таких як пов'язки з САП

Баланс пацієнта

- Розуміння індивідуальних потреб та очікувань пацієнтів
- Покращення результатів лікування та загального досвіду пацієнтів
- Залучення пацієнтів до участі в терапії, щоб сприяти дотриманню режиму

Баланс догляду

- Досягнення Балансу рани та Балансу пацієнта
- Забезпечення ефективного використання обмежених ресурсів та наявного часу
- Зосередження на тому, що дійсно важливо



Призначений для підтримки та відновлення ранового балансу.

Перша
лінія
терапії

Водонепроникна
і дихаюча поверхня

Зелений водовідштовхувальний
захист від просочення

Основа з м'якого поглинаючого
матеріалу з суперабсорбентом
(САП) для розподілу
та утримання рідини

Гідрофільний шар
для швидкого
відведення ексудату

Атравматичний силіконовий
рановий контактний шар
і облямівка

Легкий вибір, просте використання

Універсальна
і проста в застосуванні
м'яка силіконова пов'язка
з САП для використання
на різних ранах, таких як:



Покращуйте умови загоєння за допомогою Resposorb Silicone Border.



Баланс мікроклімату

- Підтримує вологий мікроклімат
- Висока паропроникність
- Краще керує ексудатом у порівнянні з аналогічними губчатими пов'язками



Зменшення інгібіторів загоєння рани

- Зв'язує та утримує бактерії
- Більш ефективно зв'язує та утримує ММП (матриксні металопротеїнази) у порівнянні з аналогічними губчатими пов'язками



Захист рани

- Силіконовий адгезив збалансовує адгезивність і атравматичне видалення
- М'який амортизуючий ефект
- Бар'єр для вірусів і бактерій





Пацієнти в центрі лікування.

Зменшує ризики
протікання, просочення
та неприємного запаху

Залишається на місці
до 7 днів і навіть при використанні
під душем

Комфортний
під час використання, майже
безболісна зміна пов'язки

**Очікуване покращення
якості життя порівняно
зі стандартним
лікуванням²**



Нове значення ефективного догляду.

Універсальний

Легко обрати розміри та форму, просто
використовувати для різних типів ран

Ефективний

Покращує умови загоєння,
збалансовуючи мікроклімат
і зменшуючи інгібітори загоєння ран

Зручний для пацієнта

Покращує якість життя пацієнтів,
знижуючи ризики, залишаючись на місці
до 7 днів і забезпечуючи комфорт

**У порівнянні з губчатими пов'язками
прогнозуються кращі результати
для здоров'я та економічна
ефективність³**

