

HARTMANN



Cosmopor® E steril – професійний догляд за ранами



Для кожної рани
свій розмір
пластирної
пов'язки



Сучасна заміна традиційному бинту

Подушечка вбирає й захищає

- Висока здатність до поглинання й надійний захист
- Не прилипає до рани — безболісна заміна пов'язки
- Стерильна

Для ран будь-якого розміру

- В якості пов'язки на порізи, подряпини та інші незначні пошкодження шкіри
- Для стерильного догляду за післяопераційними ранами
- Для фіксації атравматичних сітчатих пов'язок




Надійна фіксація та комфорт для шкіри

- М'який нетканий матеріал пропускає повітря
- Не подразнює шкіру, легко видаляється без залишків
- Заокруглені краї пов'язки попереджають передчасне відклеювання

Cosmopor® E steril — стерильна самоклеюча пов'язка на рану із абсорбуючою подушечкою

Обирайте пов'язку відповідно до розміру та типу рани



1 Домашня аптечка:
порізи, садна,
подряпини та ін.



2 Шви після
лапароскопічних
операцій



3 Операції по видаленню
невеликих новоутворень
шкіри: папіломи, невуси та ін.



4 Все процедури,
пов'язані з проколами,
рани після видалення
дренажів із черевної
порожнини



5 Невеликі
травматичні
рани



6 Малоінвазивні
операції на судинах



7 Лікувальні
і діагностичні
пункції

Розмір абсорбуючої подушечки має перевищувати розмір рани на 1–2 см.

Обирайте пов'язку відповідно до розміру та типу рани




1

Домашня аптечка:
порізи, садна,
подряпини та ін.



2

Операції з мінідоступом:
видалення жовчного
міхура, аппендиктомія



3

Видалення грижі



4

Малі операції
в травматології
та ортопедії



5

Операції
на поверхневих
венах



6


Біопсія лімфовузлів
та поверхневих
утворень

Розмір абсорбуючої подушечки має перевищувати розмір рани на 1–2 см.

Обирайте пов'язку відповідно до розміру та типу рани




Операція з видалення апендициту (апендиктомія), видалення грижі



Операції на хребті, наприклад, видалення грижі міжхребцевих дисків



Відкриті операції на артеріальних судинах



Травматологія: операції при відкритих переломах верхніх і нижніх кінцівок




Розмір абсорбуючої подушечки має перевищувати розмір рани на 1–2 см.

Обирайте пов'язку відповідно до розміру та типу рани



Кесаревий розтин у пацієнток з малою та середньою вагою тіла (вшита рана менше, ніж 15 см)



Операції на органах черевної порожнини



Операції на грудній клітині, серці та легенях





Операції в травматології та ортопедії




Розмір абсорбуючої подушечки має перевищувати розмір рани на 1–2 см.


Обирайте пов'язку відповідно до розміру та типу рани



Кесаревий розтин у пацієнток з середньою та великою вагою тіла (вшита рана більше, ніж 15 см)




Операції на органах черевної порожнини і грудній клітині



Операції по заміні суглобів (артропластика)

Кардіохірургічні операції



Розмір абсорбуючої подушечки має перевищувати розмір рани на 1–2 см.




Cosmopor® E steril

Розміри для будь-яких потреб

Розмір пов'язки	Розмір подушечки	Вміст упаковки	Вантажна одиниця	Артикул
7,2 x 5 см	4 x 2,5 см	50 штук	20	900 870
10 x 6 см	6,5 x 2,5 см	25 штук	27	900 871
15 x 6 см	11 см x 2,5 см	25 штук	18	900 872
10 x 8 см	6,5 x 3,8 см	25 штук	22	900 873
15 x 8 см	11 x 3,8 см	25 штук	14	900 874
20 x 10 см	16 x 5,5 см	25 штук	12	900 876
25 x 10 см	20,5 x 5,5 см	25 штук	8	900 877
35 x 10 см	30,5 x 5,5 см	25 штук	8	900 878

Стерильно, заковано поштучно.

Просте застосування в декілька кроків



HARTMANN



Допомагає. Дбає. Захищає.

Авторизований дистриб'ютор
ТОВ «АРХІМЕД МЕДІКАЛ»
вул. Верхній Вал, 64
04071, м. Київ, Україна

Тел.: +38 (044) 364-81-21
info@archimed.in.ua
Відвідайте нас в інтернеті:
www.hartmann.ua